

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 18:53

Link do produktu: <https://salonshop.pl/derma-roller-do-mezoterapii-0-5-mm-192-igly-tytanowe-p-140606.html>



## DERMA ROLLER DO MEZOTERAPII 0,5 mm 192 IGŁY TYTANOWE

Cena	<b>31,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1173665192</b>
Kod producenta	<b>AC1152</b>
Kod EAN	<b>5906717418907</b>

### Opis produktu

#### ACTIV System Dermo - Roller

Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingsów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to waleczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igłkami o długości od 0,25mm do 2,0mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikrouszkodzeń na skórze. Dzięki temu, że są wykonane z tytanu a nie ze stali chirurgicznej są niezwykle cienkie jak ludzki włos i dzięki temu rzeczywiście wibują się w skórę. Precyzja wykonania igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegu. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 192 igły TYTANOWE.

Długości igieł i zastosowanie :

0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa koloroty

0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa koloroty

0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa koloroty

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny

1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

Dermo Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanałki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nakłuczeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od ,03 % do 3 % substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodzić skóry i naczynika pozostają nieuszkodzone.

Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylizowany zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.

---

Jak działa ACTIV System Dermo-Roller?

- zadaniem Dermo Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami
- pobudza żywe warstwy skóry
- prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny
- każdy kolejny zabieg stopniowo spłyca rozstępy, blizny
- poprawia kontur twarzy
- poprawia jędrność i elastyczność skóry

Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera:

- napięcia i elastyczności
- spłycenie zmarszczek
- eliminacja opadających powiek i kącików ust
- eliminacja skutków fotostarzenia skóry
- wzmocnienie mięśni mimicznych
- spłycenie zmarszczek mimicznych
- rozjaśnienie plam starczych i przebarwień
- pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche
- pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne
- spłycenie blizn potrądzikowych
- peeling naskórka
-

---

oczyszczenie naskórka



zwięźlenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller?



Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny



Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery



Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała



Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry



Po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne



Brak efektów ubocznych

**Warto wiedzieć !**

Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry.

Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry.

Zabiegi powinny wykonywać się po znieczuleniu maszczą Emila, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą Altd. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** AC1152

