

Link do produktu: <https://salonshop.pl/derma-roller-do-mezoterapii-025-mm-192-igly-tytanowe-p-140604.html>



# Derma roller do mezoterapii 0.25 mm 192 igły tytanowe

Cena	<b>25,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1173665187</b>
Kod producenta	<b>AC104815</b>
Kod EAN	<b>5906717418884</b>

## Opis produktu

### ACTIV System Dermo - Roller

Dermo - Roller to profesjonalne urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, która jest jedną z alternatyw dla zabiegów laserowych i chirurgii plastycznej, a także głębokich peelingsów chemicznych. To innowacyjny sposób regeneracji i odbudowy skóry. Dermo Roller ACTIV to waleczek pokryty cienkimi, tytanowymi mikro-igłkami o długości od 0,25mm do 2,0mm, które w ciągu 5 minut dokonują blisko 250 tysięcy mikronałuć na skórze. Dzięki temu, że są wykonane z tytanu a nie ze stali chirurgicznej są niezwykle cienkie i dzięki temu rzetelnie wbijają się w skórę. Precyzja wykonania igieł tytanowych gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas wykonywania zabiegu. Głowica każdego rollera zaopatrzona jest 192 igły TYTANOWE.

Długości igieł i zastosowanie :

0,25 mm - delikatne złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, poprawa kolorytu

0,30 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, poprawa kolorytu

0,50 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, mikrouszkodzenia naskórka, poprawa kolorytu

Długości od 0,25 - 0,50 można stosować do użytku domowego wg wszelkich zasad bezpieczeństwa.

0,75 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny

1,00 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane uszkodzenie naskórka, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień

1,5 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

2,0 mm - złuszczenie naskórka, pobudzenie mikrokrążenia, utworzenie mikrokanalików, kontrolowane, bardzo głębokie uszkodzenie skóry właściwej, prowadzące do pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, regeneracja skóry na wielu jej poziomach, likwidacja przebarwień

Derma Roller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanałki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę substancji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od 0,3% do 3% substancji. Po użyciu derma rollera substancje aktywne wchłaniają się o 3000% procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone.

Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylizowany zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.

Jak działa ACTIV System Dermo-Roller?

- zadaniem Derma Rollera jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami
- pobudza żywe warstwy skóry



prowadzi do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny



każdy kolejny zabieg stopniowo sypca rozstęp, blizny



poprawia kontur twarzy



poprawia jędmność i elastyczność skóry

Skutki działania ACTIV System Dermo- Rollera:



napięcia i elastyczności



splycenie zmarszczek



eliminacja opadających powiek i kącików ust



eliminacja skutków fotostarzenia skóry



wzmocnienie mięśni mimicznych



splycenie zmarszczek mimicznych



rozjaśnienie plam starczych i przebarwień



pogrubienie ścian naczyń krwionośnych, przez co są silniejsze i mniej kruche



pogrubienie warstw żywych naskórka, dzięki czemu rozszerzone naczynka są mniej widoczne



splycenie blizn potrądzikowych



peeling naskórka



oczyszczenie naskórka

---

- zwięźlenie rozszerzonych ujść gruczołów łojowych

Dla kogo ACTIV System Dermo-Roller?

- Zabieg jest całkowicie naturalny, bezpieczny

- Wykonać go może osoba w każdym wieku i o każdym typie cery

- Może być używany na cienkiej skórze i na wszystkich częściach twarzy i ciała

- Powoduje bezbolesną perforację powierzchni skóry

- Po zabiegu nie występuje nadwrażliwość na promienie słoneczne

- Brak efektów ubocznych

**Warto wiedzieć !**

Każde, nawet najdrobniejsze uszkodzenie naskórka powoduje w skórze aktywację procesów samoodnowy. Z wiekiem zdolność do samoodnowy skóry osłabia się, co widać np. po wolniej gojących się ranach. Systematyczne przeprowadzanie mikroperforacji naskórka jest bezpieczną formą stymulacji skóry, pobudzającą jej regenerację i w efekcie zwiększającą gęstość skóry.

Już po pierwszym zabiegu twoja skóra będzie bardziej napięta i mocniejsza. Po zastosowaniu intensywnej terapii można uzyskać bardziej jędrną i młodszą skórę. Efekt w pełni widoczny jest po 24 godzinach. Ilość zabiegów, które trzeba wykonać dla maksymalnego efektu, jest zależna od indywidualnego stanu skóry.

Zabiegi powinny wykonywać się po znieczuleniu maścią Emla, wg odczuć klienta. Należy liczyć się z powstaniem kropelkowego krwawienia na powierzchni skóry, oraz powstaniem strupków. Po każdym zabiegu roller powinien być umyty pod bieżącą wodą i zdezynfekowany, również przed wykonaniem zabiegu roller należy zdezynfekować np. za pomocą AHD. Zabieg można wykonywać na soli fizjologicznej.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, ze względu na ochronę zdrowia i higienę, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** AC104815