



## MNS Roller BS-M1CR2 0.2mm !

Cena	<b>107,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1173701799</b>
Kod producenta	<b>1038468015</b>

### Opis produktu

Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie można zabrać ze sobą do domu! Urządzenie do mezoterapii MNS Roller 1.0mm BS-M1CR10 to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania . gwarantuje komfortową eksploatację.Sprawdź, co potrafi oryginalny MNS Roller 1.0mm BS-M1CR10: MNS Roller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych. Czym jest Mezoterapia i dlaczego MNS Roller? Za pomocą tradycyjnej metody odżywiania skóry można przenikać tylko w głąb wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się miła w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia. Zabieg mezoterapii za pomocą nakłuć strzykawką lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych. Zastosowanie MNS Rollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu. MNS Roller, dzięki 192 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożony na skórę kosmetyk. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana. Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów.Każdy egzemplarz MNS Roller jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza MNS Rollera może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, żółtaczki lub innych. MNS Roller jest dostępny w 5 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Stan:** Nowy