

Link do produktu: <https://salonshop.pl/frezarka-z-pochlaniaczem-exo-podo-line-apis-przylbice-gratis-p-154964.html>



FREZARKA Z POCHŁANIACZEM EXO PODO LINE + APIS + PRZYŁBICE GRATIS

Cena	5 376,50 zł
Numer katalogowy	1173673258
Kod producenta	AC137854
Kod EAN	5906717443312

Opis produktu

Frezarka EXO PODO LINE została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą sprzętu medycznego, a dokonane w niej modyfikacje gwarantują jakość i bezpieczeństwo.

Urządzenie jest przeznaczone **do leczenia dolegliwości stóp oraz profesjonalnych zabiegów pedicure** i może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanego podologa lub pedicurzystkę. Frezarka (mikrosilnik) charakteryzuje się płynną **regulacją obrotów do 30.000 na minutę**, z możliwością **zmiany kierunku prawo - lewo**, oraz **pochłaniaczem pyłu**. Nieodłączną zaletą urządzenia jest **elektroniczny wyświetlacz** pozwalający kontrolować intensywność zabiegu oraz niezwykle **moc turbiny ssącej 300 W**.

Frezarka posiada licznik napełnienia filtra.

Frezarka dostępna jest w kolorze białym.

Cały pył, który pozyskiwany jest podczas pracy zasysany jest do turbiny ssącej czyli pochłaniacza. Dzięki temu osoba, która wykonuje wiele zabiegów dziennie nie wdycha całego ścieranego materiału. Chroni przez to przede wszystkim swoje płuca. Praca frezarką z pochłaniaczem ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki temu nie osadza się na meblach i przedmiotach, oraz nie rozmnażają się tam bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie. Podsumowując pochłaniacz nie jest wykorzystywany tylko ze względów estetycznych ale również higienicznych, oraz zdrowotnych. Wybierając frezarkę przeznaczoną do zabiegów pedicure warto wybrać tę która posiada pochłaniacz.

Dodatkowo w sprzedaży filtry wymienne

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie sterujące
- głowica z mikrosilnikiem 30.000 obrotów/min
- uchwyt do głowicy
- gwarancja

Dane techniczne:

Napięcie: 230 V/50 Hz

Turbina ssąca: 300 W

Mikrosilnik: 50W 5,86 Nm / 30.000 obrotów/min

Waga: 4,0 kg (zestaw)

Bezpiecznik: T3.15 A
Klasa izolacji: 2, typ B

Natężenie hałasu 56,3dB-65,3dB

W ZESTWIE:

Przyłbica ochronna zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.

Właściwości:

- Najlżejsza, tylko 16 g.
 - Uniwersalny rozmiar.
 - Prosty, szybki montaż.
 - Wygodna i ergonomiczna.
 - Dostosowana również dla osób noszących okulary korekcyjne.
 - Folie mają najwyższy parametr przezroczystości – 99,75%.
 - Grubość folii: od 0,125 mm do 0,175 mm.
- Przed użyciem należy zdjąć folię ochronną.

Antybakteryjny Żel do dezynfekcji rąk

1. INFORMACJE O PRODUKCIE

Twoja definicja bezpieczeństwa i ochrony skóry.

Łagodny żel o działaniu antybakteryjnym, który skutecznie dezynfekuje niszcząc bakterie na powierzchni skóry rąk.

W jego składzie znajdziesz:

Etanol, alkohol izopropylowy - substancje czynne, których działanie skupia się na dokładnej dezynfekcji.

Ponadto: d-panthenol oraz ekstrakt z aloesu, czyli składniki łagodzące i pielęgnujące Twoją skórę.

Użyjesz go w 3 prostych krokach:

1. Nanieś żel (4 ml) na powierzchnię dłoni.
2. Rozprowadź, a następnie dokładnie (przez około 30 sekund) wcieraj go w skórę.
3. Odczekaj chwilę aż się wchłonie.

Produkt do zastosowania bez użycia wody.

Przeciwwskazania: podrażniona skóra.

Nazwa Produktu: Antybakteryjny żel do dezynfekcji rąk

Wygląd, zapach Żelowa ciecz, zapach charakterystyczny dla komponentów

Przeznaczenia Produkt do oczyszczania dłoni

Miejsce stosowania Skóra dłoni

Ilość nanoszonego produktu 4ml

Częstotliwość stosowania W razie potrzeb

2. SKRÓCONY OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO / PRODUCT PRODUCTION SCHEME

- Do wody demineralizowanej dozujemy substancję zagęszczającą. Mieszmamy po tym czasie wprowadzamy mieszaninę alkoholi, a następnie mieszmamy do uzyskania jednorodnego żelowego płynu.
- Do żelowego płynu wprowadzamy substancję łagodzącą oraz konserwant. Mieszmamy
- Kontrolujemy wyrób.
- Sprawdzamy zgodność kosmetyku z normami.
- Po uzyskaniu pozytywnych wyników dozujemy do opakowań jednostkowych.

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY Z NUMERAMI CAS

Wyrób/Product: Antybakteryjny żel do dezynfekcji rąk

L.p Nazwa INCI CAS

1. Etanol, Propan-1-ol, Citric Acid 67-17-5; 71-23-8;77-92-9
2. Aqua 7732-18-5
3. Propan-2-ol 67-63-0
4. Xanthan Gum 11138-66-2
5. Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol 1117-86-8, 122-99-6
6. D-panthenol 81-13-0
7. Aloe Extract 85507-69-3

Całkowita zawartość mieszaniny alkoholi 70 % : Etanol, Propan-1-ol, Citric Acid – 60%,
Propan-2-ol – 10%

4. INFORMACJE ALERGICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badań płatkowych stwierdza się, że badany produkt nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób. Wydana opinia nie dotyczy osób, u których występuje udokumentowana alergia na którykolwiek składnik tego produktu.

5. OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące (24M).

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu po otwarciu kosmetyku 6 miesiące (6 M).

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkty kosmetyczne przechowywać szczelnie zamknięte w czystych i suchych magazynach, w temperaturze od 5 o C do 25 o C.

7. OZNAKOWANIE PRODUKTU

Każde opakowanie jednostkowe zawiera następujące informacje:

- nazwa produktu, masa produktu, nazwa i adres producenta, data minimalnej trwałości, numer serii, warunki przechowywania, kraj pochodzenia

Każde opakowanie zbiorcze zawiera następujące informacje:

- nazwa produktu, masa produktu, nazwa i adres producenta, data minimalnej trwałości, numer serii, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym.

8. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

UWAGA: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach, usunąć soczewki i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

- Środki gaśnicze: Suchy proszek, rozpylona woda
- Szczególne zagrożenia związane z produktem kosmetycznym: nieznane

10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Chronić przed skażeniem wody i ścieków.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie był testowany przez producenta na zwierzętach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC137854