

Link do produktu: <https://salonshop.pl/podoland-zestaw-mani-podo-set-by-daniel-abratkiewicz-p-163176.html>



## Podoland Zestaw Mani & Podo set by Daniel Abratkiewicz

Cena	<b>274,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AC149624</b>
Kod producenta	<b>AC149624</b>
Kod EAN	<b>5904323376192</b>

### Opis produktu

#### „Bo nie wszystko da się zamalować”- Zestaw Frezów do oczyszczania paznokci by Daniel Abratkiewicz.

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się jakiego konkretnie frezu użyć, gdy przychodziła do Was klientka lub klient ze zmienionym chorobowo paznokciem – tym razem nie będziecie musieli! Zakładając, że dokładnie wiemy jak pomóc klientowi i postanawiamy zająć się jego problemem, właśnie ten zestaw stworzony z myślą o Was, Stylistkach i Podologach, pomoże Wam uporać się z wszelakimi przeciwnościami. Tutaj będziecie mieli podane wszystko jak na tacy!

#### Co konkretnie zawiera zestaw?

**Innowacyjny frez4w1**, stal nierdzewna, nacięcia, nasyp diamentowy, pasek czerwony i niebieski, rozmiar 5mm.  
Zastosowanie: opracowanie rekonstrukcji, skrócenie paznokci, opracowanie zmian chorobowych, opracowanie skórek.

**Frez diamentowy w kształcie wąskiego stożka**, stal nierdzewna, nasyp diamentowy, nanopowłoka zabezpieczająca - czarna, zaokrąglony wierzchołek, pasek niebieski, rozmiar 1,2 mm.  
Zastosowanie: opracowanie i oczyszczenie obszarów wałów paznokciowych, oczyszczenie przestrzeni i zrogowaceń pod płytką paznokcia, wyrównanie krawędzi płytki.

**Frez diamentowy w kształcie szpica/igły**, wykonany ze stali nierdzewnej z nasypem diamentowym. Pokryty nanopowłoką zabezpieczającą – czarną, oznaczony niebieskim paskiem. Jego rozmiar to 1,8 mm.  
Zastosowanie: precyzyjne oczyszczanie płytki w części proksymalnej (macierzy), oczyszczanie wałów paznokciowych.

**Frez kulka** z węgla spiekane z nanopowłoką zabezpieczającą – czarną. Ma ostre nacięcia, oznaczony niebieskim paskiem. Frez w rozmiarze 1,2 mm.  
Zastosowanie: precyzyjne oczyszczanie trudno dostępnych obszarów płytki ze zmianami chorobowymi, ewakuacja wydzieliny zablokowanej pod płytką.

**Frez diamentowy w kształcie kulki** wykonany ze stali nierdzewnej z nasypem diamentowym. Dodatkowo posiada nanopowłokę zabezpieczającą – czarną. Oznaczony paskiem w kolorze niebieskim. Jego rozmiar to 1,8 mm.  
Zastosowanie: oczyszczanie wałów paznokciowych i trudno dostępnych obszarów płytki ze zmianami chorobowymi.