

Link do produktu: <https://salonshop.pl/5w1-galvan-hf-vacumkoagulacja-br-1893-szary-p-159003.html>

## 5w1 Galvan + HF + Vacuum+Koagulacja BR-1893 Szary

Cena	<b>670,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBR-1893/GREY</b>
Kod producenta	<b>BSBR-1893/GREY</b>
Kod EAN	<b>5905816213109</b>

### Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 5w1 BR-1893 to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 6 zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz terapeutycznych. Aparat wykonuje m.in. profesjonalny zabieg ujędrniania biustu, który bije rekordy popularności. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 5w1 BR-1893 gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów. Oto 6 zabiegów, które wykonuje nasz kombajn kosmetyczny: Funkcje: Galvan High-Frequency - elektroterapia, Vacuum, Spray, Remove spot. 1. Galwan: Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki.2. High-Frequency - elektroterapia: Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.3. Vacuum: Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry.4. Spray: Naciśnięcie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne ( np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.5. Remove spot: Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian pigmentacyjnych i narośli za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Dane techniczne:Zasilanie: 110/220VWymiary urządzenia: 38x29x13cm, Waga: 7kgWymiary opakowania: 45x33x26cm, Gwarancja: 12 miesięcy