

Link do produktu: <https://salonshop.pl/5w1-microsono peelhot-coldphoton-bn-n95-p-154383.html>

5w1 Micro+Sono+Peel+Hot-Cold+Photon BN-N95

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 179,00 zł |
| Numer katalogowy | 1173669741 |
| Kod producenta | BSBN-N95 |
| Kod EAN | 0308137223928 |

Opis produktu

Proponujemy Ci nowoczesny sprzęt kosmetyczny, który pozwoli Ci wzbogacić ofertę Twojego salonu o bardzo atrakcyjne zabiegi kosmetyczne i terapeutyczne. Urządzenie kosmetyczne Mikrodermabrazja Diamentowa 5w1 BN-N95 wykonuje aż 5 zabiegów: mikrodermabrazję diamentową, ultradźwięki, peeling kawitacyjny, Hot-Cold oraz Photon Therapy. Oprócz znakomitych parametrów technicznych aparat charakteryzuje się zjawiskowym designer. Urządzenie kosmetyczne Mikrodermabrazja Diamentowa 5w1 BN-N95 posiada bardzo funkcjonalny i łatwy w obsłudze panel LCD. Sprawdź szczegóły: Funkcje: Mikrodermabrazja diamentowa, w zestawie 2 pióra, 8 końcówek diamentowych oraz jedna głowka do masażu, Ultradźwięki / ultrasonoforeza, Skin Scrubber (peeling kawitacyjny), Hot-Cold, Photon Therapy. Technika dermabrazji mikrokrystalicznej opracował 20 lat temu włoski inżynier Florence Mattioli. Początkowo wykorzystywana wyłącznie w gabinetach dermatologicznych, technika ta stopniowo zaczęła zdobywać popularność w salonach kosmetycznych. Określana jest mianem najlepszej metody na piękno poprzez medycynę. Przez kilka lat technikę dermabrazji mikrokrystalicznej doskonalono w Europie. Znane są tysiące przypadków udanych kuracji, a osiągnięte efekty są bardzo zadowalające. Obecnie przedstawiamy aparat do dermabrazji diamentowej, będącej twórczym udoskonaleniem dermabrazji mikrokrystalicznej. Dermabrazja diamentowa to bezinwazyjny zabieg wygładzania skóry przy użyciu sterylnych ostrzy diamentowych, które ścierają wierzchnią warstwę skóry. Starte resztki, brud i martwy naskórek są automatycznie odsysane. Zabieg pozwala usunąć zniszczenia, nierówności, skazy, zmarszczki oraz niepożądane przebarwienia skóry. Umiarkowane użycie dermabrazji diamentowej w połączeniu z kosmetykami przenikającymi głęboko przez naskórek do warstwy skóry właściwej pomaga uzupełnić poziom naturalnych składników odżywczych, przywrócić aktywność skóry i ją wzmocnić. Skóra po zabiegu dermabrazji mikrokrystalicznej jest zazwyczaj zdrowa, lśniąca i piękna. Funkcja ultradźwiękowa. Wykorzystanie wibracji ultradźwiękowych o częstotliwości miliona drgań na sekundę (1,5 MHz). Fala ultradźwiękowa stymuluje tkankę i poprawia przenikalność błon dla kolagenu, wygładzając zmarszczki, eliminując linie i ujędrniając skórę, co nadaje jej młodszy i zdrowszy wygląd. Ultradźwięki wytwarzają ciepło pochodzące z tarcia, które poprawia cyrkulację krwi, odpręża mięśnie i pomaga rozbić cellulit, usuwając nadmiar tłuszczu. Urządzenie z 2 sondami umożliwia bezinwazyjny lifting, wygładza i wzmacnia skórę przy użyciu wibracji ultradźwiękowych. Skin scrubber - peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) jest to nowy system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji bez efektów ubocznych. Zabieg ten polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwiękowe, pozwala więc na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Peeling kawitacyjny jako system działa na skórę łagodnie poprzez przyjemne, naturalne wibracje bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - skóra odnowiona i odświeżona. Jest to zabieg bezbolesny odczuwany zwykle jako przyjemny. Kawitacja pozytywnie działa również na głębsze warstwy naskórka, stanowi doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacja kwasami i/lub sonoforeza i jonoforeza i inne). Hot-Cold- czyli głowica Ciepło-Zimno. Głowica rozgrzewająca stosowana przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory. Photon Therapy - leczenie skóry za pomocą szerokiego spektrum kolorów: Czerwony - skóra starzejąca się, obwisła. Zielony - rozszerzone naczynka, plamy, lifting oczu, ciemna oprawa oczu, worki pod oczami, jasna piegowata twarz, korekta piersi, zapalenia. Niebieski - kwas, ospa, zapalenia. Żółty - matowa cera, poprawa limfy, aktywuje komórki. Fioletowy - przyspiesza regenerację komórek. Niebieskozielony - przeciw nadwrażliwości, redukcja widoczności naczyń włosowatych. Biały - jasna, piegowata skóra, redukcja melaniny. Dane techniczne: Moc pompy: 69cmHg Częstotliwość ultradźwięków: 1,5MHz Częstotliwość drgań peelingu: 32kHz Zasilanie: 220V Pobór prądu: 100W Waga: 12kg Wymiary urządzenia: 42*32*17cm Wymiary opakowania: 49*49*32cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: BSBN-N95

