

Link do produktu: <https://salonshop.pl/6w1-sono-hf-vacum-spraybiust-br-1898-szary-p-159099.html>

6w1 Sono + HF + Vacuum + Spray+Biust BR-1898 Szary

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 671,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | BSBR-1898/GREY |
| Kod producenta | BSBR-1898/GREY |
| Kod EAN | 5905816440000 |

Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 6w1 BR-1898 to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 6 zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz terapeutycznych. Aparat wykonuje m.in. profesjonalny zabieg ujędrniania biustu, który bije rekordy popularności. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 6w1 BR-1898 gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów. Oto 6 zabiegów, które wykonuje nasz kombajn kosmetyczny: Funkcje: Ultradźwięki - ultrasonoforeza, High-Frequency - elektroterapia, Vacuum, Spray, Ujędrnianie biustu, Remove spot. 1. Ultradźwięki - ultrasonoforeza: Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwobóli, odmrożeń. Umożliwia włączanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających. 2. High-Frequency - elektroterapia: Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych. 3. Vacuum: Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry. 4. Spray: Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne (np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku. 5. Ujędrnianie biustu: Masaż ssący rytmiczny wykorzystywany między innymi do zabiegów powiększających i liftingujących biust. Masaż działa zarówno na tkanki jak i mięśnie. Aparat zasysa i zwalnia partie ciała poddane zabiegowi, w ten sposób poddając je intensywnej gimnastyce, która polepsza znacznie mikrocyrkulację. Zabieg taki poprawia jędrność biustu oraz usuwa rozstępy. 6. Remove spot: Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian pigmentacyjnych i narośli za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Dane techniczne: Zasilanie: 110/220V Wymiary urządzenia: 38x29x13cm, Waga: 7kg Wymiary opakowania: 45x33x26cm, Gwarancja: 12 miesięcy