

Link do produktu: <https://salonshop.pl/aparat-do-modelowania-sylwetki-br-059-p-159042.html>

## Aparat do modelowania sylwetki BR-059

Cena	<b>7 680,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBR-059</b>
Kod producenta	<b>BSBR-059</b>
Kod EAN	<b>5905816213079</b>

### Opis produktu

Aparat do modelowania sylwetki 4w1 BR-059 to zaawansowany technologicznie aparat do zabiegów modelowania sylwetki i wspomaganie odchudzania. Decydując się na zakup urządzenia będziesz proponować swoim Klientom najskuteczniejszą terapię, która połączy skuteczne techniki kuracji stosowanej w walce z nadwagą i cellulitem: liposukcję bezigłową, lipolaser, kawitację ultradźwiękową 40kHz oraz RF multipolarny. Wykorzystanie wszystkich metod gwarantuje bardzo satysfakcjonujące efekty. W kosmetologii najistotniejsze są wymierne, zadawalające rezultaty a nasz aparat jest ich gwarancją! Twój Klient będzie bardzo zadowolony, co przełoży się na efekty sprzedażowe Twojego salonu. Lipolaser jest zimnym laserem diodowym klasy 3D. Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność jego działania. Funkcjonowanie lipolaseru polega na biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych czerwonym światłem o długości fali 650nm. Pod wpływem promieniowania laserowego przenikającego przez skórę następuje naturalna reakcja chemiczna podczas której trójglicerydy rozbijane są na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, które następnie łatwo przenikają do układu limfatycznego a następnie są usuwane z organizmu naturalną drogą metabolizmu. Do stymulowania tego procesu oraz układu limfatycznego wykorzystywane są głowice, które są w zestawie razem z urządzeniem. Generowana przez lipolaser wiązka laserowa zwiększa kontrolę nad ilością uwolnionego tłuszczu, efektywnością zabiegu. Dzięki temu możesz mieć pewność że nie powstaną nierówności, a skóra nie będzie nadmiernie rozluźniona. Sam zabieg jest bezinwazyjny i bezbolesny. Nie pozostawia żadnych śladów na skórze. Można wykonywać go przez cały rok. Zabieg trwa od 15 do 30min, efekty widoczne są już po 2-3sesji i narastają z każdą kolejną o ile zabiegi prowadzone są regularnie. Zalecamy serię 8-10 zabiegów nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Kurację powinno się łączyć z odpowiednio dobraną dietą oraz zwiększoną aktywnością życiową i spożywanie większej ilości płynów. Kawitacja ultradźwiękowa to nieinwazyjna i bezbolesna metoda modelowania sylwetki. Zabieg wyraźnie redukuje tkankę tłuszczową na brzuchu, udach, pośladkach, biodrach i ramionach. Kawitacja ultradźwiękowa jest alternatywą dla liposukcji, dlatego też nazywa się ją liposukcją nieinwazyjną lub lipolizą. Leczenie jest wskazane dla osób, które chcą wyszczuplić swoją sylwetkę bez uciekania się do operacji. Wyniki kawitacji ultradźwiękowej są widoczne i bardzo zadawalające już po pierwszym zabiegu (40-50 min). W zależności od pacjenta, zaleca się od 10 do 15 sesji w odstępach 5 - 6 dni. Po zakończeniu leczenia, zaleca się powtarzanie zabiegu raz na rok. Fale ultradźwiękowe produkują zmiany ciśnienia i temperatury w komórkach tkanki tłuszczowej. Na skutek działań fal w tkance tłuszczowej tworzą się wibrujące „mikropęcherzyki”, które rozbijają trójglicerydy na diacyloglicerydy. Te ostatnie w stanie płynnym są wchłaniane przez układ limfatyczny i wydalane z moczem. Urządzenie daje rezultaty, które są wysoce efektywne zarówno z fizjologicznego jak i estetycznego punktu widzenia. Efekty po jego zastosowaniu, zależą jednak od indywidualnej morfologii, fizjologii i zwyczajów żywieniowych pacjenta. Każdy zabieg trwa ok 20-45 min., a jej zalecana częstotliwość wykonywania to 2-3 x w tygodniu, następnie 1-2 x w miesiącu. Ciało poddawane jest masażowi mechanicznemu przy zastosowaniu głowicy, która działała w połączeniu z podciśnieniem. Zalecenia Dla uzyskania pożądaných efektów wskazane jest wykonanie 10 - 20 zabiegów; Seria zabiegów powinna być przeprowadzona w odpowiednio zaprogramowanym czasie: 2-3x w tygodniu, natomiast późniejsze zabiegi podtrzymujące 1-2x w miesiącu; Do otrzymania optymalnego efektu drenażowego zaleca się wypijanie 2,5 l płynów-wody mineralnej nie gazowanej, herbatek ziołowych, soków owocowych i warzywnych; Odpowiednio dobrana dieta oraz rehabilitacja ruchowa pomagają w osiągnięciu szybszych i długotrwałych efektów. RF emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala monopolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę i odwraca skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 3-5 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza. Profesjonalny aparat BeautySystem, BR-059 stworzony do zabiegów wspomagających odchudzanie. Urządzenie wyposażone w 8 padów lipolaseru, jedną głowicę do Radio Frequency - Fale radiowe, jedną do Kawitacji Ultradźwiękowej 40kHz oraz dwie do masażu próżniowego - liposukcji. Dane techniczne: Częstotliwość fali RF: 1MHz, Rodzaj fali RF: multipolarna, Czas pracy RF 1-60min, Intensywność RF w 10stopniowej skali, Kawitacja ultradźwiękowa 40kHz, Czas pracy kawitacji ultra 1-60min, Moc pompy próżniowej: -70kPa do -50kPa, Lipolaser

---

intensywność 1-10, Czas pracy 1-10, Certyfikat CE, Zasilanie: 230V, Pobór mocy: 200W, Wymiary urządzenia: 120x42x50cm, Waga: 32kg, Wymiary opakowania: 113x52x56cm, Waga z opakowaniem: 53cm, Gwarancja: 12 miesięcy