

Link do produktu: <https://salonshop.pl/dermapen-dr-pen-m5-w-bezprzewodowy-p-155445.html>

## Dermapen Dr Pen M5-W bezprzewodowy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>382,80 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1173706987</b>    |
| Kod producenta   | <b>1038524047</b>    |
| Kod EAN          | <b>0791000832172</b> |

### Opis produktu

**NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ** Dermapen Dr Pen ULTIMA M5-W bezprzewodowy Dermapen ULTIMA M5-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz spowodowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłucie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej: • Wygładzenie drobnych zmarszczek • Poprawa owalu twarzy • Wyrównanie koloru skóry • Wzrost nawilżenia • Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów • Redukcja cellulitu • Zapobieganie łysieniu • Poprawa gęstości i elastyczności skóry • Ograniczenie wydzielania sebum • Wyrównanie powierzchni skóry • Nadanie blasku i gładkości skórze • Przywrócenie odpowiedniego napięcia

**Wskazania:** • Głębokie i utrwalone zmarszczki • Utrata jędrności skóry • Przebarwienia i nierówny kolor skóry • Blizny, rozstępy, cellulit • Stymulacja wzrostu włosów • Trądzik

**Przeciwwskazania:** • Stany zapalne skóry oraz infekcje • Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny • Trądzik różowaty • Ciąża i okres laktacji • Skłonność do powstawania bliznowców • Choroby zakaźne • Choroby nowotworowe • Choroby autoimmunologiczne • Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi • Cukrzyca • Teleangiektazje

Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona! Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowane końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

**Dane techniczne:** Dermapen ULTIMA M5-W Bezprzewodowy + sieciowy

**Przeznaczenie:** mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny • Zakres długości igieł 0,25mm -2,5mm • Zakres nakłuć: 8000 - 15.000/min • Wbudowany akumulator - czas pracy 4 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii) • Waga urządzenia: 76g • Wymiary urządzenia: 150x23mm • Wymiary opakowania: 170x125x55 mm • Zasilanie: 5v-1000mA • Napięcie: 100-240V 50/60HZ • Ilość stopni prędkości: 5 • Bateria: 300 mAh • Urządzenie w kolorze złotym wykonane ze stali chirurgicznej • Zestaw zawiera: Urządzenie Dermapen ULTIMA M5-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** BSM5W