

Link do produktu: <https://salonshop.pl/dermapen-dr-pen-n2-w-bezprzewodowy-p-157207.html>

## Dermapen Dr Pen N2-W bezprzewodowy

Cena	<b>219,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1173670857</b>
Kod producenta	<b>BSN2-W</b>
Kod EAN	<b>0791000832233</b>

### Opis produktu

**NOWOŚĆ NA RYNKU KOSMETYCZNYM I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ** Dermapen Dr Pen ULTIMA N2-W bezprzewodowy Dermapen ULTIMA N2-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji. Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach: twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie. Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłucie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry. Korzyści mezoterapii mikroigłowej: • Wygładzenie drobnych zmarszczek • Poprawa owalu twarzy • Wyrównanie koloru skóry • Wzrost nawilżenia • Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów • Redukcja cellulitu • Zapobieganie łysieniu • Poprawa gęstości i elastyczności skóry • Ograniczenie wydzielania sebum • Wyrównanie powierzchni skóry • Nadanie blasku i gładkości skórze • Przywrócenie odpowiedniego napięcia Wskazania: • Głębokie i utrwalone zmarszczki • Utrata jędrności skóry • Przebarwienia i nierówny kolor skóry • Blizny, rozstępy, cellulit • Stymulacja wzrostu włosów • Trądzik Przeciwwskazania: • Stany zapalne skóry oraz infekcje • Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny • Trądzik różowaty • Ciąża i okres laktacji • Skłonność do powstawania bliznowców • Choroby zakaźne • Choroby nowotworowe • Choroby autoimmunologiczne • Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi • Cukrzyca • Teleangiektazje Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona! Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konkretnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowane końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby. • Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów • Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów • Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie) Dane techniczne: Dermapen ULTIMA N2-W Bezprzewodowy + sieciowy Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny • Zakres długości igieł 0,25mm -2,5mm • maksymalna ilość nakłuć: 10000/min • Wbudowany akumulator - czas pracy 2-3 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii) • Waga urządzenia: 56g • Wymiary urządzenia: 157x30mm • Wymiary opakowania: 170x125x55 mm • Zasilanie: 5v-1000mA • Napięcie: 100-240V 50/60HZ • Ilość stopni prędkości: 5 • Bateria: 250 mAh • Urządzenie w kolorze biało-czerwonym wykonane z tworzywa ABS • Zestaw zawiera: Urządzenie Dermapen ULTIMA N2-W Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt. Zasilacz Kabel Pudełko Plastikowe etui Instrukcja PL

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** BSN2-W