

Link do produktu: <https://salonshop.pl/dermapen-dr-pen-n2-w-bezprzewodowy-tns-p-157761.html>



Dermapen Dr Pen N2-W bezprzewodowy TNS

Cena	208,05 zł
Numer katalogowy	1173718270
Kod producenta	BSN2-W
Kod EAN	0791000832233

Opis produktu

Produkt wyprzedazowy

brak info o wadzie i brak info w aukcji

Dermapen ULTIMA N2-W to innowacyjne urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Zabieg redukuje drobne zmarszczki, przebarwienia, blizny i rozstępy. Pomaga powstrzymać procesy starzenia oraz wpływa na głęboką regenerację i naprawę skóry. Poprzez mikronakłucia dermapen pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny, tym samym wspomaga naturalny proces regeneracji.

Zabiegi dermapenem mogą być stosowane na obszarach:
twarzy: szyi i dekoltu oraz okolice oczu łącznie z powiekami
ciała: uda, pośladki, brzuch, ramiona i dłonie.

Mezoterapia mikroigłowa polega na wywołaniu kontrolowanego stanu zapalnego (mikronakłucia skóry) oraz sprowokowaniu do intensywnej regeneracji i naprawy. Mikronakłuwanie stymuluje naskórek oraz ułatwia transport i penetrację składników aktywnych. Zabieg mezoterapii mikroigłowej pozwala na uzyskanie poprawy strukturalnej i funkcjonalnej skóry. Efektem jest pogrubienie naskórka oraz zwiększenie napięcia i elastyczności skóry.

Korzyści mezoterapii mikroigłowej:

- Wygładzenie drobnych zmarszczek
- Poprawa owalu twarzy
- Wyrównanie kolorytu skóry
- Wzrost nawilżenia
- Likwidacja blizn potrądzikowych, pooperacyjnych oraz rozstępów
- Redukcja cellulitu
- Zapobieganie łysieniu
- Poprawa gęstości i elastyczności skóry
- Ograniczenie wydzielania sebum
- Wyrównanie powierzchni skóry
- Nadanie blasku i gładkości skórze
- Przywrócenie odpowiedniego napięcia

Wskazania:

- Głębokie i utrwalone zmarszczki
- Utrata jędrności skóry
- Przebarwienia i nierówny koloryt skóry
- Blizny, rozstępy, cellulit
- Stymulacja wzrostu włosów
- Trądzik

Przeciwwskazania:

- Stany zapalne skóry oraz infekcje

-
- Opryszczka, brodawki, mięczak zakaźny
 - Trądzik różowaty
 - Ciąża i okres laktacji
 - Skłonność do powstawania bliznowców
 - Choroby zakaźne
 - Choroby nowotworowe
 - Choroby autoimmunologiczne
 - Zmniejszenie krzepliwości krwi i przyjmowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi
 - Cukrzyca
 - Teleangiektazje

Nie stosować na brodawki, pieprzyki, aktywną opryszczkę i znamiona!

Zabieg Dermapenem wykonuje się kartridżem dopasowanym ilością igieł do konrentnej partii ciała. Jest to sterylne zapakowana końcówka, przeznaczona za każdym razem wyłącznie dla jednej osoby.

- Kartridż 9 (9 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 12 (12 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) służy do odżywiania skóry, usuwania blizn, trądziku i rozstępów
- Kartridż 36 (36 igieł ze stali chirurgicznej - sterylne opakowanie) rewitalizacja i odmłodzenie skóry (zmarszczki, przebarwienia, odżywienie i nawodnienie)

Dane techniczne:

Dermapen ULTIMA N2-W Bezprzewodowy + sieciowy

Przeznaczenie: mezoterapia mikroigłowa, makijaż permanentny

- Zakres długości igieł 0,25mm -2,5mm
- maksymalna ilość nakłuć: 10000/min
- Wbudowany akumulator - czas pracy 2-3 godziny (diody sygnalizujące o poziomie naładowania baterii)
- Wymiary urządzenia: 157x30mm
- Wymiary opakowania: 170x125x55 mm
- Zasilanie: 5v-1000mA
- Napięcie: 100-240V 50/60HZ
- Ilość stopni prędkości:5
- Bateria: 250 mAh
- Urządzenie w kolorze bialo-czerwonym wykonane z tworzywa ABS
- .

Zestaw zawiera:

Urządzenie Dermapen ULTIMA N2-W

Kartridż 12 (igły stalowe) 2 szt.

Zasilacz

Kabel

Pudełko

Plastikowe etui

Instrukcja PL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: BSN2-W