

Link do produktu: <https://salonshop.pl/dermomasazer-bn-600-p-158403.html>

## Dermomasazer BN-600

Cena	<b>799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBN-600</b>
Kod producenta	<b>BSBN-600</b>
Kod EAN	<b>5906508745144</b>

### Opis produktu

Kupując Dermomasazer BN-600 powiększysz ofertę swojego gabinetu kosmetycznego lub salonu SPA o profesjonalne zabiegi dedykowane wszystkim typom skóry. Kompleksowy zakres zabiegów umożliwi skuteczne przeciwdziałanie wielu niedoskonałościom i problemom dermatologicznym. Ponadto dermomasazer efektywnie pielęgnuje skórę, a szybkie efekty zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów. Powiększenie wachlarza usług salonu o specjalistyczne zabiegi dermatologiczne to silna karta przetargowa na rynku, która pozwoli Ci zwiększyć szybko zwiększyć sprzedaż!

Dermomasazer BN-600 wykorzystuje podciśnienie powodując odblokowanie przepływu krwi i tlenu w obszarze dotkniętym cellulitem. Tkanka łączna zostaje naciągnięta, umożliwiając skórze powrót do zdrowej i naturalnie gładkiej postaci. Zabieg powoduje również przyspieszenie drenażu zalegających odpadów przemiany materii poprzez system limfatyczny i naczynia włosowate. Regulacja wielkości maksymalnego i minimalnego podciśnienia sprawia, że możliwe jest przeprowadzenie zabiegów na Klientach o wrażliwym typie skóry. Wpływ dermomasazu na skórę: poprawa metabolizmu, redukcja tkanki tłuszczowej, eliminacja toksyn, poprawa odporności, redukcja obrzęków powstałych na wskutek niedrożności naczyń chłonnych, redukcja cellulitu, modeling sylwetki, poprawa ogólnej kondycji ciała, redukcja zmarszczek na twarzy, poprawa wyglądu szyi i karku. Zabieg redukcji cellulitu: Aby osiągnąć doskonałe rezultaty zabieg należy przeprowadzać 2 - 3 razy w tygodniu. Zauważalne zmniejszanie cellulitu osiąga się po cyklu co najmniej 10 zabiegów. Ich liczba uwarunkowana jest fazą cellulitu, wiekiem i ogólną kondycją zdrowia Klienta. Dla podtrzymania efektów oraz w celu przeciwdziałania nawrotowi zmian cellulitowych zaleca się wykonywanie 1 - 2 zabiegów miesięcznie. Wskazania do zabiegu: cellulit, zmarszczki, rozstęp w pierwszym stadium, tyłość (modelowanie sylwetki i owalu twarzy). Przeciwwskazania do zabiegu: nowotwory, zakrzepowe zapalenie żył, miejscowe zapalenie skóry, bardzo wrażliwa skóra, skłonność do żyłaków, skłonność do pękających naczynek. Dane techniczne: moc pompy: 65cmHg, zasilanie: 220V, pobór mocy: 45W, waga: 7kg, wymiary urządzenia: 30x29x14.5 cm, wymiary opakowania: 37x36x29 cm. Gwarancja: 12 miesięcy. Jeśli masz dodatkowe pytania - zadzwoń!