

Link do produktu: <https://salonshop.pl/fotel-masujacy-sakura-classic-305-szary-p-163354.html>



Fotel masujący Sakura Classic 305 Szary

Cena	4 199,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC148558
Kod producenta	AC148558
Kod EAN	5906717459283

Opis produktu

Fotele masujące **Sakura** zapewniają relaks oraz wysoki komfort użytkowania. Są również doskonałym sposobem, by zadbać o zdrowie oraz samopoczucie. Różnorodne funkcje oraz prostota obsługi sprawiają, że fotele tej marki są doskonałym wyborem zarówno do gabinetu masażu, jak i w użytku domowym. Wykonane z dbałością o szczegóły staną się estetycznym elementem każdej przestrzeni.

Dogłębny masaż dla pełnego relaksu

Fotel masujący Sakura Classic 305 to komfortowy model, który dzięki wyposażeniu w rozmaite funkcje, zapewnia użytkownikowi **kompleksowy masaż**. Sprzęt został wyposażony między innymi w **główki masujące plecy** oraz **poduszki powietrzne zapewniające masaż uciskowy** różnych części ciała, co gwarantuje dogłębny relaks, odprężenie mięśni i ma znaczenie dla zdrowia. Pośród zalet korzystania z fotela masującego można wymienić: poprawę krążenia krwi, łagodzenie zmęczenia mięśni, minimalizowanie stresu.

Panel sterowania z ekranem LCD

Dzięki **przejrzystemu panelowi sterowania** – który możemy umieścić na uchwycie zamontowanym na prawym podłokietniku bądź trzymać w dłoniach – korzystanie z fotela jest proste i przyjemne. Na **wyrazistym ekranie LCD** można śledzić pracę urządzenia. Wyraźnie wyświetlane są obszary ciała, na których w danym momencie przeprowadzany jest masaż, jego intensywność, czas zabiegu oraz wybrany program. Panel pozwala na **swobodne dostosowywanie ustawień fotela oraz funkcji masażu**, a także ustalenie czasu trwania zabiegu, który **może trwać 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 minut**.

Programy automatyczne odpowiedzią na nurtujące potrzeby

Fotel ma zaprogramowanych **5 programów automatycznych** o różnorodnych efektach. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by **odpowiadały na wszelkie możliwe potrzeby użytkowników**. W starannie dobranych sekwencjach używane są poszczególne funkcje fotela – ruchy głowic masujących, aktywność poduszek powietrznych, tryb ZERO GRAVITY czy podgrzewanie. W zależności od oczekiwanych efektów **wystarczy wybrać na panelu sterowania odpowiedni tryb**:

- Comfort,
- Energy,
- SPA,
- Relax,
- Sleep.

Tryb zerowej grawitacji

Wybierając **tryb ZERO GRAVITY** ustawiamy fotel w pozycji, która ma **dobroczynny wpływ na organizm**. Inspiracją dla tej funkcji jest pozycja, w jakiej znajdują się astronauta podczas startu raketowego, która ma na celu **minimalizowanie nacisku grawitacyjnego na ciało**. Polega na ustawieniu fotela w taki sposób, by ciężar ciała był równomiernie rozłożony na całą powierzchnię. Ułożenie takie w znaczącym stopniu **redukuje nacisk na kręgosłup, łagodzi napięcia mięśni oraz wpływa**

na **poprawę krążenia krwi i limfy**. Uważa się, że jest to najlepsza pozycja do masażu, ponieważ mięśnie są w niej prawdziwie rozluźnione.

Dokładne rozmasowanie pleców i stóp

Mechanizm masujący dokładnie i przyjemnie rozmasowuje mięśnie na kilka sposobów. **Osiem głowic masujących zapewnia efektywny masaż pleców**, imitując pracę ludzkich rąk. Ich ruchy wykonują **masaż ugniatający oraz uciskający**, dzięki czemu **poprawiają ogólną sprawność organizmu i eliminują bóle**. Po każdej sesji masażu na fotelu zauważalna jest wyraźna redukcja napięcia mięśni, a ciało staje się przyjemnie zrelaksowane oraz pobudzone. Wbudowany **masażer rolkowy stóp** stosuje metody akupresury, przez co **skutecznie rozluźnia mięśnie**, niweluje zmęczenie oraz wpływa pozytywnie na ogólne samopoczucie.

Efektywny masaż uciskowy przy użyciu poduszek powietrznych

Doskonałym uzupełnieniem masażu mechanicznego głowicami jest **masaż uciskowy z wykorzystaniem poduszek powietrznych**, zapewniając tzw. drenaż limfatyczny. Pulsujący ruch poduszek powietrznych w obszarze stóp, łydek, pośladków, rąk, barków, a także głowy **reguluje przepływ limfy, ułatwia proces detoksykacji i poprawia krążenie krwi**. Tym samym obniżone zostaje ciśnienie krwi, mięśnie stają się lepiej dotlenione, a organizm łatwiej pozbywa się toksyn. Zabieg taki **eliminuje napięcia i zapewnia przyjemną ulgę** na resztę dnia. Aktywność poduszek można dostosowywać na panelu sterowania.

Dodatkowe funkcjonalności dla uprzyjemnienia zabiegu

Fotel wyposażony jest w **opcję podgrzewania pleców**. Funkcja ta skutecznie **wspiera i uprzyjemnia rozmasowanie napięć**, zwiększając komfort płynący z masażu. Model ten posiada **regulację wysunięcia podnóżka**, dzięki czemu każdy użytkownik – niezależnie od wzrostu – będzie mógł znaleźć **wygodną pozycję do masażu**.

Możliwość odtwarzania muzyki w trakcie masażu

Aby korzystanie z fotela masującego było jeszcze **przyjemniejsze i bardziej efektywne**, warto zadbać o odpowiednią atmosferę. W odprężeniu podczas sesji masażu może pomóc **muzyka relaksacyjna**. Dzięki możliwości **połączenia telefonu z fotelem za pomocą technologii Bluetooth**, w trakcie zabiegu można odtwarzać ulubioną ścieżkę dźwiękową. Spokojna muzyka podczas masażu **poprawia samopoczucie** i pozwala odciąć się od codzienności, co pozwala na **głębokie odprężenie** nie tylko ciała, ale również umysłu.

Elegancki fotel masujący zapewniający relaks

Wygodne wnętrze fotela pokryte jest **przyjemną w dotyku imitacją skóry** w odcieniach szarości. Zastosowanie takiego materiału sprawia, że jest **wysoce odporny na wilgoć oraz łatwy w czyszczeniu**. Imitacja skóry w odcieniach szarości na zewnętrznych częściach fotela sprawia, że produkt prezentuje się **niezwykle oryginalnie, a zarazem elegancko**. Starannie wykonane obszycia nadają mu stylowy wygląd, a solidna konstrukcja gwarantuje długie użytkowanie. Kompaktowy model o **estetycznym wykończeniu i klasycznej kolorystyce** świetnie wpasuje się w każde wnętrze. Fotel masujący Sakura Classic 305 to **doskonały sposób na relaks w dowolnej chwili**, zwłaszcza po wyczerpującym dniu lub ciężkim treningu.

Szczegółowe wymiary fotela podano na zdjęciu.

Zestaw zawiera: fotel, podnóżek, pilot z wyświetlaczem LCD, uchwyt do pilota, zestaw montażowy, instrukcję.

Dane:

Kolor: odcienie szarości

Materiał obicia: skóra syntetyczna

Wypełnienie siedziska: pianka

Sugerowany czas masażu: 15 minut

Regulacja czasu pracy: 5, 10, 15, 20, 25 i 30 minut

Udźwig: 150 kg

Moc: 80 W

Napięcie: 220-240 V