

Link do produktu: <https://salonshop.pl/lipolaser-kawitacja-ultradz-40khz-rf-br-a903-p-155087.html>

## Lipolaser+ Kawitacja ultradz 40kHz + RF BR-A903

Cena	<b>3 325,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1173674288</b>
Kod producenta	<b>BSBR-A903</b>
Kod EAN	<b>0791000833513</b>

### Opis produktu

Lipolaser BR-A903 - urządzenie do frakcyjnej redukcji tranki tłuszczowej, wykorzystujące technologię laserów diodowych. Rewekacyjny wybór dla osób które chcą zgubić zbędne centymetry. Zaopatr swój gabinet w urządzenie BR-A903 już dziś, a gwarantujemy, że zadowoleni klienci będą Ciebie polecać znajomym. Urządzenie łączy w sobie funkcje Lipolaser, Kawitacji Ultradźwiękowej 40kHz oraz RF bi-polarnego. Lipolaser jest zimnym laserem diodowym klasy 3D. Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność jego działania. Funkcjonowanie lipolaseru poleca na biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych czerwonym światłem o długości fali 650nm. Pod wpływem promieniowania laserowego przenikającego przez skórę następuje naturalna reakcja chemiczna podczas której trójglicerydy rozbijane są na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, które następnie łatwo przenikają do układu limfatycznego a następnie są usuwane z organizmu naturalną drogą metabolizmu. Do stymulowania tego procesu oraz układu limfatycznego wykorzystywane są głowice, które są w zestawie razem z urządzeniem. Generowana przez lipolaser wiązka laserowa zwiększa kontrolę nad ilością uwolnionego tłuszczu, efektywnością zabiegu. Dzięki temu możesz mieć pewność że nie powstaną nierówności, a skóra nie będzie nadmiernie rozluźniona. Sam zabieg jest bezinwazyjny i bezbolesny. Nie pozostawia żadnych śladów na skórze. Można wykonywać go przez cały rok. Zabieg trwa od 15 do 30min, efekty widoczne są już po 2-3sesji i narastają z każdą kolejną o ile zabiegi prowadzone są regularnie. Zalecamy serię 8-10 zabiegów nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Kurację powinno się połączyć z odpowiednio dobraną dietą oraz zwiększoną aktywnością życiową i spożywanie większej ilości płynów. Kawitacja ultradźwiękowa to nieinwazyjna i bezbolesna metoda modelowania sylwetki. Zabieg wyraźnie redukuje tkankę tłuszczową na brzuchu, udach, pośladkach, biodrach i ramionach. Kawitacja ultradźwiękowa jest alternatywą dla liposukcji, dlatego też nazywa się ją liposukcją nieinwazyjną lub lipolizą. Leczenie jest wskazane dla osób, które chcą wyszczuplić swoją sylwetkę bez uciekania się do operacji. Wyniki kawitacji ultradźwiękowej są widoczne i bardzo zadowalające już po pierwszym zabiegu (40-50 min). W zależności od pacjenta, zaleca się od 10 do 15 sesji w odstępach 5 - 6 dni. Po zakończeniu leczenia, zaleca się powtarzanie zabiegu raz na rok. Fale ultradźwiękowe produkują zmiany ciśnienia i temperatury w komórkach tkanki tłuszczowej. Na skutek działań fal w tkance tłuszczowej tworzą się wibrujące „mikropęcherzyki”, które rozbijają trójglicerydy na diacyloglicerydy. Te ostatnie w stanie płynnym są wchłaniane przez układ limfatyczny i wydalane z moczem. Urządzenie daje rezultaty, które są wysoce efektywne zarówno z fizjologicznego jak i estetycznego punktu widzenia. Efekty po jego zastosowaniu, zależą jednak od indywidualnej morfologii, fizjologii i zwyczajów żywieniowych pacjenta. Każdy zabieg trwa ok 20-45 min., a jej zalecana częstotliwość wykonywania to 2-3 x w tygodniu, następnie 1-2 x w miesiącu. Ciało poddawane jest masażowi mechanicznemu przy zastosowaniu głowicy, która działała w połączeniu z podciśnieniem. Zalecenia Dla uzyskania pożądaných efektów wskazane jest wykonanie 10 - 20 zabiegów; Seria zabiegów powinna być przeprowadzona w odpowiednio zaprogramowanym czasie: 2-3x w tygodniu, natomiast późniejsze zabiegi podtrzymujące 1-2x w miesiącu; Do otrzymania optymalnego efektu drenującego zaleca się wypijanie 2,5 l płynów-wody mineralnej nie gazowanej, herbatek ziołowych, soków owocowych i warzywnych; Odpowiednio dobrana dieta oraz rehabilitacja ruchowa pomagają w osiągnięciu szybszych i długotrwałych efektów. Profesjonalny aparat BeautySystem, BR-A903 stworzony do zabiegów wspomagających odchudzanie. Urządzenie wyposażone w 8 padów lipolaser, jedną głowicę do Radio Frequency - Fale radiowe z funkcją Photon oraz jedną do Kawitacji Ultradźwiękowej 40kHz Radio Frequency + photon (czerwony): czas pracy 1-60minut, intensywność pracy: 1-17, Wymiary głowicy: 6pinowa - 8cm, Kawitacja ultadźwiękowa: czas pracy: 1-60minut, intensywność pracy: 1-17, Wymiary głowicy: 8cm, Lipolaser: czas pracy 1-60min, intensywność pracy: 1-16, 6 padów dużych, 2 pady pafe Dane techniczne: Częstotliwość fali RF: 3MHz, Rodzaj fali RF: bipolarna, Kawitacja ultradźwiękowa 40kHz, Certyfikat CE, Zasilanie: 230V, Moc: 100W, Wymiary urządzenia: 30x44x35cm, Waga: 8kg, Wymiary opakowania: 54x35x29cm,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kod producenta:** BSBR-A903