

Link do produktu: <https://salonshop.pl/liposukcja-beziglowa-br-850-p-154546.html>

Liposukcja bezigłowa BR-850

Cena	3 990,00 zł
Numer katalogowy	1173670274
Kod producenta	BSBR-850
Kod EAN	0648412438235

Opis produktu

Szukasz profesjonalnego urządzenia do liposukcji bezigłowej? Proponujemy Ci nowoczesne urządzenie BR-850. Wielu Klientów poszukuje nieinwazyjnych metod odchudzających, które gwarantują wymierne efekty, czyli szczupłą i atrakcyjną sylwetkę. Urządzenie kosmetyczne Liposukcja Bezigłowa BR-850 nie tylko zapewnia znakomite rezultaty w dziedzinie modelingu sylwetki, ale również wykonuje zabieg termaliftingu. Wybierz urządzenie do liposukcji bezigłowej, które pozwoli Ci rozbudować ofertę o zabiegi najwyższej klasy. Zjawiskowy design robota kosmetycznego nada Twojemu salonowi powiew „technicznej elegancji”. Profesjonalny aparat BeautySystem, BR-850 stworzony do zabiegów liposukcji bezigłowej na ciało. Urządzenie wyposażone jest w pięć głowic. Trzy z nich do wykonywania masażu podciśnieniowego (dwie do większych partii ciała oraz jedna mniejsza) oraz w dwie głowice Radio Frequency - fale radiowe wykorzystywane do thermaliftingu - odmładzania i wygładzania skóry. Funkcje: -drenaż limfatyczny tkanki łącznej, -odmłodzenie skóry, pobudza produkcję kolagenu, -lifting bezigłowy skóry twarzy, szyi oraz ciała, -zwiększenie przepływu krwi i limfy, -zmniejszenie komórek tłuszczowych, -likwidacja cellulitu, -modelowanie sylwetki, -ujędrnienie skóry, -pobudza wymianę komórkową, przywraca prawidłowy metabolizm. Urządzenie daje rezultaty, które są wysoce efektywne zarówno z fizjologicznego jak i estetycznego punktu widzenia. Efekty po jego zastosowaniu, zależą jednak od indywidualnej morfologii, fizjologii i zwyczajów żywieniowych pacjenta. Każdy zabieg trwa ok 20-45 min., a jej zalecana częstotliwość wykonywania to 2-3x w tygodniu, następnie 1-2x w miesiącu. Ciało poddawane jest masażowi mechanicznemu przy zastosowaniu głowicy, która działała w połączeniu z podciśnieniem. Zalecenia Dla uzyskania pożądaných efektów wskazane jest wykonanie 10 - 20 zabiegów; Seria zabiegów powinna być przeprowadzona w odpowiednio zaprogramowanym czasie: 2-3x w tygodniu, natomiast późniejsze zabiegi podtrzymujące 1-2x w miesiącu; Do otrzymania optymalnego efektu drenażującego zaleca się wypijanie 2,5 l płynów-wody mineralnej nie gazowanej, herbatek ziołowych, soków owocowych i warzywnych; Odpowiednio dobrana dieta oraz rehabilitacja ruchowa pomagają w osiągnięciu szybszych i długotrwałych efektów. Częstotliwość mezoterapii: 1 Mhz, Częstotliwość fali RF: 0.3 - 5 Mhz, Rodzaj fali RF: bipolarna, Zakres temperatur 10-40stopni C, Moc pompy ssącej: 650mbar, Certyfikat CE, Zasilanie: 230V, Moc: 120W, Wymiary urządzenia: Waga: 40kg,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: BSBR-850