

Link do produktu: <https://salonshop.pl/mini-rf-radio-frequency-cold-hammer-br-d201-p-159107.html>

Mini RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201

Cena	1 195,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBR-D201
Kod producenta	BSBR-D201
Kod EAN	5906508741191

Opis produktu

Proponujemy Ci nowość na rynku – profesjonalny przenośny sprzęt kosmetyczny do zabiegów elektromagnetycznych RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201. Wyposażenie salonów urody musi spełniać kryteria, które wyznacza rynek. Urządzenie kosmetyczne RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201 spełnia najwyższe standardy techniczne i gwarantuje doskonałe efekty zabiegów kosmetycznych. Aparat RF Radio Frequency + Cold Hammer BR-D201 wykonuje m.in. lifting skóry piersi, modeluje pośladki i kształt nóg oraz wygładza skórę dłoni. Oto szczegóły: RF emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala bipolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę i odwraca skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 3-5 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza. Funkcje: Radio Frequency - Fale radiowe. - Lifting skóry twarzy w okolicach oczu i szyi. - Poprawia kształt nosa i usuwa zmarszczki. - Lifting skóry piersi - poprawa ich kształtu. - Poprawia wygląd skóry talii i nóg. - Podnosi i poprawia kształt pośladków. - Wygładza skórę dłoni. - Koloroterapia (duża głowica barwa czerwona i niebieska, mała głowica - czerwona) Głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory. Dane techniczne: - Częstotliwość RF: 3MHz, - Tryb pracy: mono i multipolarny, - Średnica głowic: dwie głowice 3,5cm, jedna głowica 2cm - Wymiary urządzenia: 29x19x14cm, - Zasilanie: 230V, - Pobór mocy: 20W, - Wymiary opakowania: 30x25x34cm, - Waga: 2kg, - Gwarancja 12 miesięcy.