

Link do produktu: <https://salonshop.pl/radio-frequency-rf-bn-v500-p-159123.html>

## Radio Frequency RF BN-V500

Cena	<b>3 790,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBN-V500</b>
Kod producenta	<b>BSBN-V500</b>
Kod EAN	<b>5905816444411</b>

### Opis produktu

Proponujemy Ci nowość na rynku - profesjonalny sprzęt kosmetyczny do zabiegów elektromagnetycznych RF Radio Frequency BN-V500. Wyposażenie salonów urody musi spełniać kryteria, które wyznacza rynek. Urządzenie kosmetyczne RF Radio Frequency BN-V500 spełnia najwyższe standardy techniczne i gwarantuje doskonałe efekty zabiegów kosmetycznych. Aparat RF Radio Frequency BN-V500 wykonuje m.in. lifting skóry piersi, modeluje pośladki i kształt nóg oraz wygładza skórę dłoni. Białe - czarna stylistyka jest bardzo elegancka, a materiał, z którego wykonano aparat jest najwyższej jakości. Oto szczegóły: RF emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala monopolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę i odwraca skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 3-5 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza. Funkcje: Radio Frequency - Fale radiowe. - Lifting skóry twarzy w okolicach oczu i szyi. - Poprawia kształt nosa i usuwa zmarszczki. - Lifting skóry piersi - poprawa ich kształtu. - Poprawia wygląd skóry talii i nóg. - Podnosi i poprawia kształt pośladków. - Wygładza skórę dłoni. Dane techniczne: - Częstotliwość RF: 2MHz i 4MHz - Tryby pracy: 1) RF Frakcyjny (5 głowic w zestawie), 2) RF Multipolarny (2 głowice w zestawie), - Żywotność kartridży RF: 3 tys impulsów - Moc RF: do 25J, - Fala: stała / pulsacyjna, - Ekran ciekłokrystaliczny, dotykowy wym 15x9cm, - Zasilanie: 220V, - Wymiary urządzenia: 27x30x25cm, - Wymiary opakowania: 40x40x40cm, - Waga: 6kg, - Gwarancja 12 miesięcy.