

AMPULKI DYS DŁACZEGO SZKLANE?

W 3 ml szklanej fiolce znajduje się najwyższa koncentracja składników aktywnych.

Podczas kontroli produktu w naszym laboratorium ampulki zachowujemy czystości mikrobiologiczną oraz stabilność substancji aktywnych.

Asygurujemy opakowaniem gwarantując maksymalną bezpieczeństwo i idealne warunki przechowywania ampulki.

Szkłane ampulki nie reagują ze składnikami serum.

Zawiesinowa forma idealna do zadań specjalnych- regeneracji, zwiększenia napięcia skóry, normalizacji aktywności skóry z przebarwieniami.

Wysoce konsekwentna to jakość wykonania się preparatu w głąb skóry oraz możliwość zastosowania ampulki podczas zabiegów z aparaturą m.in. z ultradźwiękami, masażami mikroigłowym/bioigłowym, infuzją termowa, po mikrodermabrazji, radiofrekwencji czy mezoterapii.

Składniki ampulek bazują na naturalnych składnikach, witaminach i minerałach.

Opracowane są odpowiednio do rodzaju skóry, co ułatwia właściwe dobrane preparatu.

Jedna ampulka wystarcza na kompletny zabieg twarzy, szyi i dekoltu.

W trakcie stosowania ampulek warto uzupełnić je kosmetykami z serii, ponieważ zapobiegają to skutki dołatacia.

Po zastosowaniu naszych ampulek skóra staje się miękka i elastyczna, zwiększa się jej nawilżenie i odżywienie. Jest to wszystko „wzrost” młodości dla skóry!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC101843