

Link do produktu: <https://salonshop.pl/syis-neurocalm-gel-peptydowy-zel-do-masazu-manulanego-sonoforezy-i-jonoforezy-500-ml-p-167657.html>



Syis NeuroCalm Gel - Peptydowy Żel do Masażu manulanego, Sonoforezy i Jonoforezy 500 ml

Cena	47,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC155431
Kod producenta	AC155431
Kod EAN	5906717470066
Producent odpowiedzialny	Activeshop Sp. z o.o, Graniczna 8b, bud.DC2A, 54-610 Wrocław, Polska, biuro@syis.pl

Opis produktu

NeuroCalm Gel – profesjonalny żel o działaniu łagodzącym i wyciszającym

Peptydowa pielęgnacja skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień

Syis NeuroCalm Gel to profesjonalny **żel przeznaczony do zabiegów manualnych, sonoforezy i jonoforezy**. Formuła oparta na neuropeptydzie o **intensywnym działaniu kojącym** oraz starannie dobranych ekstraktach **łagodzi podrażnienia, wycisza i wspiera naturalną barierę ochronną skóry**. Lekka, przezroczysta konsystencja sprawia, że żel doskonale **sprawdza się podczas profesjonalnych zabiegów kosmetycznych**.

Bogactwo składników aktywnych

Formułę żelu została wzbogacona o **substancje łagodzące i wyciszające**, które zwiększają komfort skóry podczas profesjonalnych zabiegów. Neuropeptyd Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester **ogranicza nadreaktywność skóry** i wspiera jej naturalną barierę ochronną. Ekstrakt z ogórka **działa odświeżająco i łagodząco**, a biała lilia wygładza i **wspomaga regenerację cery**. Biotyna wzmacnia strukturę skóry oraz poprawia jej elastyczność, natomiast alantoina **działa kojąco i regenerująco**, sprzyjając łagodzeniu podrażnień.

Składniki aktywne:

Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

Neuropeptyd, który redukuje nadreaktywność skóry i wspiera jej naturalną barierę ochronną.

Cucumis Sativus - ekstrakt z ogórka

Przynosi ukojenie, odświeża i działa tonizująco.

Lilium Candidum - biała lilia

Rozjaśnia, wygładza i wspiera regenerację cery.

Biotin - biotyna

Wzmacnia strukturę skóry, wspiera jej odnowę i poprawia elastyczność.

Allantoin - alantoina

Działa kojąco i regenerująco, sprzyja łagodzeniu podrażnień.

Sposób użycia:

Nanieść równomierną ilość żelu na oczyszczoną skórę i wykonać masaż manualny lub przeprowadzić zabieg sonoforezy lub jonoforezy zgodnie ze standardową procedurą. Po zakończeniu usunąć nadmiar produktu wilgotnym wacikiem lub pozostawić do wchłonięcia – w zależności od zabiegu.

Pojemność: 500 ml

Skład (INCI): Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cucumis Sativus Fruit Extract, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Lilium Candidum Bulb Extract, Biotin, Allantoin, Sodium Hydroxide, Polysorbate 20, Hydroxyethylcellulose, Butylene Glycol, Laureth-3, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

SYIS to polska marka profesjonalnych kosmetyków stworzona z myślą o skutecznej pielęgnacji. Wyróżnia się wysoką jakością składników aktywnych, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych, świadomych klientek.