

Link do produktu: <https://salonshop.pl/syis-urzadz-dermo-liftpeel-skin-scrubber-zlota-szpatula-kosmetyki-syis-p-153470.html>



Syis urządz. Dermo Lift&Peel skin scrubber złota szpatuła + kosmetyki Syis

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	1173662324
Kod producenta	AC123899
Kod EAN	5906717421983

Opis produktu

Zestaw Urządzenie Dermo Lift & Peel + Żel do zabiegu Dermo Lift&Peel + AMPUŁKI HELIX

Przy pomocy urządzenia Dermo Lift & Peel możesz bezpiecznie oczyścić swoją skórę, uzyskać efekt liftingu twarzy i odżywienia skóry. Urządzenie marki SYIS jest tak bezpieczne, że teraz możesz używać go sama kiedy chcesz.

Do zabiegu włączania niezbędne jest zastosowanie żelu do zabiegu Dermo Lift&Peel.

OCZYSZCZANIE - PEELING KAWITACYJNY:

usuwa martwe komórki naskórka
zamyka rozszerzone pory
leczy i hamuje trądzik
spłyca blizny
oczyszcza skórę
reguluje i ogranicza wydzielanie sebum

LIFTING I ODŻYWIENIE SKÓRY - SONOFOREZA:

ujędrnia i liftinguje skórę
spłyca zmarszczki
przyspiesza powstawanie kolagenu
stymuluje komórki do naturalnej odnowy
transport substancji aktywnych zawartych w ampułce w głębokie partie skóry

Gdy na skórze pojawiają się oznaki zmęczenia, nadmiernej suchości, a zmarszczki mimiczne stają się pogłębione, ukojenie zapewni odmładzająco-liftingujący zabieg DERMO LIFT & PEEL z jonami czystego złota. Złoto ma właściwości regeneracyjne, wygładzające, odbudowuje kolagen w skórze właściwej, a w efekcie likwiduje oznaki starzenia.

W terapii łączymy sonofrezę z peelingiem kawitacyjnym, by spotęgować efekt działania zabiegu.

Dermo lift & peel przeznaczony jest również dla osób korzystających z zabiegów medycyny estetycznej jako przedłużenie działania mezoterapii igłowej czy kwasu hialuronowego.

Dane techniczne:

napięcie 220-240 V / 50-60 Hz

moc 1,5W

szpatuła - od 25KHz

wymiary urządzenia dł. 48 x szer. 31 x wys. 13 cm

wymiary opakowania 54 x 40 x 23 cm

waga z opakowaniem 4,5 kg

ilość opakowań 1

gwarancja 12 miesięcy

Żel do zabiegu Dermo Lift&Peel

Żel niezbędny do wykonania zabiegu odżywiania i liftingu urządzeniem Dermo Lift&Peel SYIS.

Dzięki odpowiedniej konsystencji zwiększa wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry oraz ułatwia poślizg szpatuły.

Zawiera kwas hialuronowy, który pozwala utrzymać optymalny stopień nawilżenia skóry.

Sposób użycia: Po zaaplikowaniu ampułki bądź serum nanieść żel na skórę twarzy i rozpocząć zabieg.

Pojemność: 200 ml

AMPUŁKI HELIX EXTRACT SERUM

Przeznaczone do każdego rodzaju skóry. Polecane szczególnie w przypadku cery trądzikowej, skłonnej do przebarwień oraz wymagającej nawilżenia, odżywienia i przede wszystkim regeneracji. Ampułki przyspieszają regenerację uszkodzonego naskórka, mają właściwości antybakteryjne, bakteriobójcze oraz delikatnie złuszczące. Pomagają w walce ze zmianami trądzikowymi, bliznami, zmarszczkami oraz przebarwieniami. Silnie odżywiają i regenerują.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC123899