Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 09:59

Link do produktu: https://salonshop.pl/pianka-do-dezynfekcji-delikatnych-powierzchni-surfa-safe-p-152232.html



PIANKA DO DEZYNFEKCJI DELIKATNYCH POWIERZCHNI SURFA 'SAFE

Cena	**84,70 zł**
Numer katalogowy	**1173709328**
Kod producenta	**AC120458**
Kod EAN	**5902340980347**

Opis produktu

Preparat w postaci aktywnej piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wszelkiego wyposażenia wrażliwego na działanie alkoholi. Pianka jest bardzo wygodna w aplikacji. Nie zawiera alkoholu – szczególnie polecany do dezynfekcji i mycia inkubatorów, lamp, wanien akrylowych, ekranów dotykowych, tapicerek i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi i detergentów. szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy wykazuje działanie wirusobójcze już w 1 minutę wykazuje również dodatkowe działanie bakteriobójcze przeciw: Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis wysoka wydajność – 1 butelką preparatu można umyć i zdezynfekować aż 125 m2 powierzchni możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni formuła produktu pozwala na stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym postać pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych wygodna forma aplikacji, dzięki zintegrowanej z butelką końcówce spieniającej SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA: bakteriobójcze: 3 min, (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561), w tym m.in.: MRSA, Acinetobacter baumanii ESBL, Enterobacter OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli KPC, Klebsiella pneumoniae KPC, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Salmonella enteritidis bójcze wobec prątków agruźlicy: M. tuberculosis (BACTEC) w 15 min drożdżakobójcze: 5 min (EN 1275, EN 13624, EN 13697), 15 min (EN 14562) i grzybobójcze: 15 min (EN 1275, EN 13624, EN 14562), 20 min (EN 13697) ograniczone wirusobójcze – aktywny wobec: HIV, BVDV (surogat HCV), PRV (surogat HBV), Vaccinia, Rota, Herpes, RSV, wirusa grypy A[H5N1] w 1 min oraz wobec wirusa grypy A[H1N1] w 2 min (EN 14476), Corona w 5 min (EN 14476), oraz wobec Noro w 15 min (DVV/BGA) SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia. Nanieść preparat na suchą i czystą ściereczkę włókninową. Preparat dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po dezynfekowanej powierzchni (ok.6 ml/m² lub około 10 naciśnięć pompki spieniającej). Odczekać zalecany czas ekspozycji, w zależności od wymaganego spektrum biobójczego. Po dezynfekcji nie zaleca się spłukiwania powierzchni wodą. Opakowanie: 1 butelka – 750 ml z końcówką spieniającą

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kod producenta: AC120458